

GENEL BİLGİLER

Kullanım Endikasyonları

İnsan embriyonunun zigottan blastokist evresine kültürü, embriyo aktarımı.

Saklama Koşulları ve Raf Ömrü

2-8 °C’de saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Üretim tarihinden itibaren en (10) hafta.

Elden Çıkarma Kararı

Alık malzeme, tüm yemel devlet/eyalet ve ulusal gereksinimlere uygun olarak işlemden geçirilmesi veya elden çıkarılmadır. Laboratur atılmışın işlenmesi.

Bileşim

Glukoz, laktat, pirüvat ve 20 amino asidin tamamını içeren bikarbonat tamponlu, protein takviyeli vasat, insan embriyonlarının *in vitro* koşullarda büyümesi ve gelişmesi için optimaldir.

Sodyum Klorür, Sodyum Pirüvat, L-Arginin, L-Treonin, Potasyum Klorür, L-Alanin, L-Sistin, L-Triptofan, Kalsiyum Klorür, L-Asparajin, L-Histidin, L-Trozin, Potasyum Fosfat, L-Asparik Asit, L-Izoloisin, L-Valin, Magnezyum Sülfat, L-Glutamik Asit, L-Lösin, Glisi-L-Glutamin, Sodyum Bikarbonat, Glisin, L-Leu, EDTA, Glukoz, L-Prolin, L-Metiyoni, Fend Karbonyl, Sodyum Laktat, L-Serin, L-Fenilalanin, İnsan Serum Albümin* (6,8 mg/ml), İnsan α- ve β-globülinler* (1,2 mg/ml), Gentamisin Sülfat* (10 µg/ml)

*Tıparok öncesi kaynak materyaller

KALİTE KONTROL SPESİFİKASYONLARI

Tetkik (her seri için yapılır)	Spesifikasyon
Fizikokimyasal Testler	
pH (5 % CO ₂ ile)	7.2-7.4
Ozmolalite	260-270 mOsm
Biyojik Testler	
Endotoksin (LAL)	≤0.5 EU/ml
Sterilite Testi (bakteri ve mantar taraması, SAL 10 ⁻³)	PASS
Biyolojik Tetkikler	
1 hücreli Fare Embriyo Tetkiki (96 saatlik kültür ile ekspansiyon görülün blastokist %'s)	≥ %80

İnkübatördeki CO₂ Konsantrasyonu ile İlgili Özel Not: Soğu durumda, inkübatörde %5-7 konsantrasyonda CO₂ global® HP içinde 7.2 ilâ 7.4 pH oluşabilir. Ancak, yüksek 7.30 (7.2-7.33) olan optimum pH değerinin elde edilmesi için gereken net CO₂ konsantrasyonu inkübatörün fiziksel özelliklerine bağlı olarak 24-48 saat sürebilir. Yağ ve vasat içinde dengeye getirmiş olduğu takdirde, dengeye ulaşma daha kısa sürebilir.

2. Embriyonun işleme dahil etmeden önce, CO₂ ve sıcaklık dengesini sağlamak için kültür kaplarını inkübatöre yerleştirerek yeterli bir süre boyunca sistin. Bu işlem, konfigürasyona bağlı olarak 24-48 saat sürebilir. Yağ ve vasat içinde dengeye getirilmiş olduğu takdirde, dengeye ulaşma daha kısa sürebilir.

3. 1. günde, zigotlan dengeye ulaştığı global® HP içine yerleştirin. Embryoları 48 saat boyunca kültürde tutun (3. gün, 4-8 hücreli evre).

4. Blastokist aşamasına bir miktar daha küçülmek için yarıtkanama evresindeki embriyolara taze damlacıklar halinde ya da daha büyük hacimlerde global® HP'ye aktarın ve 5. Güne kadar kültürleyin. 6. Güne kadar kütlereme için embriyonları taze damlacıklar halinde ya da daha büyük hacimlerde global® HP'ye.

5. Aktarma için 3. günde (yarıtkanma evresi) veya 5/6. günde (blastokist evresi) genel laboraturu uygulamasına göre embriyonları yıkayın ve 20-30 µl içinde dengeye ulaşmış global® HP içinde rahme aktarın.

6. Aktarma işleminden hemen önce, aktarma kateiterini global® HP ile yıkayın.

SEMBOLLER

STERILE A	Yalnızca RX	REF	LOT	 	 	 	 																																																										
Aseptik İşleme Teknikleri Kullananlar Steril	Yalnızca Reaktif ve Sezir	Katalog Numarası	Seri Kodu	Kullanma Talimatını İnceleyiniz	Uygunluk	Gney Yıgıldırın Usak Tutun	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	