

## Какво казват хората за системата RI Witness™?



“ Откакто започнах да използвам RI Witness в лабораторията си, ембриолозите спят по-спокойно, пациентите също. ”

Жан-Клод Жаке, Oriade PMA, Гренобъл, Франция

“ RI Witness даде възможност на нашия медицински персонал в лабораторията да извършва процедури с пълна увереност и без непрекъснати прекъсвания, което осигурява спокойствие на целия екип. ”

Карли В. Чапман, Институт по репродуктивна медицина Оук Брук, САЩ


## Защо системата RI Witness™?

Знаем, че ембриолозите са едни от най-отдадените и най-взискателните професионалисти, които можете да срещнете. Те се гордеят с грижите, които полагат, и вниманието, което отделят на всеки пациент в клиниката си.

Откакто RI Witness беше използвана за първи път в клиника през 2007 г., ние продължихме да работим в тясно сътрудничество с лидери в областта с цел непрекъснато усъвършенстване на тази помощна и защитна система, която подпомага ембриолозите и ги насочва по време IVF цикъла.

Тя гарантира, че всяка стъпка от цикъла на лечение на безплодието в рамките на лабораторията се управлява правилно и сигурно, осигурявайки безопасността на вашите проби.

RI Witness постепенно се превръща в стандарт за сигурност в клиниките на всеки континент по света.<sup>1</sup>



За допълнителна информация, включително видеа и отзиви на клиенти, моля, посетете:

[coopersurgical.com](https://coopersurgical.com)

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha , Chand Mohammed and Keshav Malhotra. Errors in IVF laboratories: risks assessments and mitigations. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516–522.

© CooperSurgical, Inc. Търговските марки, които се използват тук, са собственост на CooperSurgical, Inc.

Всички права запазени Поръчка № WIT\_FLY\_0006\_ROW\_BG\_V3 • 29 НОЕМВРИ, 2023 г. Цялата информация е вярна към момента на отпечатване. Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение или задължение от страна на производителя.

CooperSurgical, Inc.  
[coopersurgical.com](https://coopersurgical.com)

 CooperSurgical®

## RI Witness™ система за сигурност на пробите

Подпомага защитата на вашите яйцеклетки, сперма и ембриони по време на IVF цикъла



 CooperSurgical®



Ние разбираме, че искате да сте сигурни, че сме се погрижили за всичко по време на вашето пътуване, което ще промени живота ви.<sup>2</sup>

## Какво представлява системата RI Witness™ ?

RI Witness е създадена, за да помогне за минимизиране на грешките, които могат да се появят по време на циклите на лечение чрез АРТ. Тази електронна проследяваща система помага на ембриолозите и ги насочва по време на ежедневната им работа, проследявайки движението на пробите от един съд или епруветка до друг съд в рамките на лабораторията 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Тази система е автоматична, така че не изисква допълнителни стъпки от страна на ембриолозите за идентифициране на пробите. Това означава, че ембриологът може да насочи цялото си внимание към грижите за вашите проби.

## Какво означава това за вас?

Избирането на клиника, в която е внедрена системата RI Witness, ви дава увереността, че пробите ви се проследяват електронно по време на IVF цикъла. Клиниката е инвестирала в системата, осигуряваща възможно най-голяма сигурност за защитата на вашите проби.<sup>3</sup>

Клиниката, която използва RI Witness, поставя вас на преден план в приоритетите си и доказва, че вземането на допълнителни мерки и всякакви мерки за сигурност е в центъра на тяхната философия.



## Как работи системата?



1 Всеки пациент получава идентификационна карта/уникален личен код.




2 Идентификационни маркери, съдържащи този личен код, се закрепват към всички пластмасови изделия, в които се държат пробите на пациента.

3 Всяка работна зона в лабораторията отчита безжични сигнали от тези идентификационни маркери.

Те се идентифицират, проследяват и записват на всяка стъпка от АРТ процедурата.



4 RI Witness потвърждава идентичността на пробите и дава възможност на ембриолозите да пристъпят към инсеминация.



5 В случай на несъответствие на пробите, което е малко вероятно да се случи, системата подава сигнал на ембриолога, спира процеса и помага за предотвратяване на евентуалните грешки.



6 Преди ембриотрансфера идентификационната карта на пациента се сверява автоматично с маркирания съд за ембриони.

Системата RI Witness™ подпомага защитата на пробите ви по време на АРТ процедурите — от начало до край.