

## Co lidé říkají o systému RI Witness™?



“ Od té doby, co jsem ve své laboratoři začal používat systém RI Witness, spí embryologové i pacienti mnohem lépe. ”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Francie

“ Systém RI Witness umožnil zaměstnancům naší laboratoře provádět procedury s naprostou důvěrou a bez neustálých přerušování, díky čemuž jsou všichni členové týmu spokojenější. ”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute  
Oak Brook, USA


## Proč používat systém RI Witness™?

Víme, že embryologové jsou jedni z nejzapálenějších a nejnáročnějších odborníků, se kterými se můžete setkat. Jsou hrdí na péči a pozornost, kterou na svých klinikách věnují každému pacientovi.

Od chvíle, kdy jsme na naší klinice v roce 2007 systém RI Witness poprvé použili, jsme úzce spolupracovali s předními odborníky v oboru na neustálém zlepšování tohoto podpůrného a ochranného systému, který embryologům pomáhá a vede je během celého cyklu in vitro fertilizace (IVF).

Pomáhá zajistit, aby byl v laboratoři každý krok cyklu fertility řízen správně a bezpečně, což pomáhá zachovávat bezpečnost vašich vzorků.

Systém RI Witness se stále více stává standardem bezpečnosti na klinikách na všech kontinentech po celém světě.<sup>1</sup>



Další informace včetně videí a recenzí  
zákazníků naleznete na:

[coopersurgical.com](https://coopersurgical.com)

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha, Chand Mohammed and Keshav Malhotra. Errors in IVF laboratories: risks assessments and mitigations. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516–522.

© CooperSurgical, Inc. Zde použité ochranné známky jsou majetkem společnosti CooperSurgical, Inc. Všechna práva vyhrazena. WIT\_FLY\_0005\_ROW\_CZ\_V3 • 29. listopadu 2023  
Specifikace se mohou změnit bez upozornění nebo závazku ze strany výrobce.

## Systém zabezpečení vzorku RI Witness™

Pomáhá chránit vaše vajíčka, spermie a embrya v rámci celého cyklu in vitro fertilizace (IVF).





Chápeme, že chcete vědět, že je na vaší cestě, která vám změní život, o všechno postaráno.<sup>2</sup>

## Co je systém RI Witness™?

Systém RI Witness byl vytvořen, aby pomohl předcházet chybám, ke kterým může dojít během léčebných cyklů využívajících techniky asistované reprodukce (ART). Tento elektronický sledovací systém poskytuje embryologům podporu a vede je při jejich každodenní práci tím, že v laboratoři 24 hodin denně a 7 dní v týdnu sleduje pohyb vzorku z jedné misky nebo zkumavky do druhé.

Tento systém je automatický, takže od embryologů nevyžaduje žádné další kroky k identifikaci vzorků. To znamená, že embryologové mohou věnovat svou plnou pozornost péči o vaše vzorky.

## Co to pro vás znamená?

Výběrem kliniky, která používá systém RI Witness, budete mít jistotu, že vaše vzorky jsou elektronicky sledovány po celou dobu cyklu in vitro fertilizace. Klinika investovala do systému poskytujícího nejvyšší možné zabezpečení ochrany vašich vzorků.<sup>3</sup>

Klinika využívající systém RI Witness vás staví do popředí svého zájmu a prokazuje, že přijetí dodatečných procesů a preventivních opatření je středobodem jejich filozofie.



## Jak to funguje?



Každé pacientce je přidělena identifikační karta/ jedinečný osobní kód.




Identifikační štítky obsahující tento jedinečný osobní kód jsou připevněny k veškerým nádobám se vzorky pacientů.

Každá pracovní oblast v laboratoři detekuje z těchto ID štítků bezdrátové signály.


Ty jsou identifikovány, sledovány a zaznamenány u každého kroku v rámci procesu ART.



Systém RI Witness potvrdí identitu vzorků a umožní embryologům pokračovat v inseminaci (oplození).



Pokud by došlo k velmi nepravděpodobnému případu záměny vzorků, systém by na to embryologa upozornil, postup by zastavil a pomohl by zabránit případným chybám.



Před přenosem embrya je identifikační karta pacientky automaticky porovnávána se štítkem na misce s embryem.

Použitím Systému RI Witness™ pomáhá chránit vaše vzorky během procesů ART – od začátku do konce.