


## نظام سلامة العينات RI Witness™

يساعد في حماية عيناتك وأجنتك  
في جميع مراحل دورة تلقيح IVF  
(أطفال الأنابيب)



## يزداد الاعتماد على RI Witness كمعيار للأمان في العيادات في جميع القارات حول العالم.<sup>1</sup>



لمزيد من المعلومات بما في ذلك مقاطع  
الفيديو وشهادات العملاء، يرجى زيارة:

[coopersurgical.com](http://coopersurgical.com)

1. تشيبوزور وويليامز إيفينتاوها، تشاند محمد وكيشاف ماهوترا. أخطاء في مختبرات التلقيح الاصطناعي: تقييمات المخاطر والتخفيف من آثارها. مجلة جمعية الشرق الأوسط للخصوبة (2023) 28:5.
2. فورتيه، ام نظام Electronic witness في التلقيح الصناعي - وجهة نظر المرضى. مجلة المساعدة على الإنجاب وعلم الوراثة، 33(9)، (2016) 1215-1222.
3. رينزي إل، بارياني إف، دالا زورزا إم سي، رومانو إس، سكارिका سي، ماجيولي آر، ناني كوستا إيه، أوبالدي إف. تحليل وضع الفشل وتأثيرات بروتوكولات المشاهدة لضمان إمكانية التتبع أثناء التلقيح الاصطناعي. مجلة الطب الحيوي الإنجابي عبر الإنترنت (2015) 31، 516-522.

© CooperSurgical, Inc. العلامات التجارية المستخدمة هنا مملوكة لشركة CooperSurgical, Inc.  
جميع الحقوق محفوظة - نوفمبر 2023 WIT\_FLY\_0006\_ROW\_AR\_V3  
رقم الطلب كل المعلومات صحيحة عند وقت الطباعة. تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار أو التزام من جانب الشركة المصنعة.



## ماذا يقول الناس عن نظام RI Witness™؟

منذ أن بدأت استخدام RI Witness في  
معملي أصبح علماء الأجنة ينامون على  
نحو أفضل وكذلك المرضى. “

جون كلاود جاك، Oriade PMA Grenoble، فرنسا

سمح RI Witness لموظفي مختبر الاجنة  
بالقيام بالإجراءات بثقة تامة وبدون  
مقاطعات متواصلة، وهو ما يمنح جميع  
أعضاء الفريق الطمأنينة وراحة البال. “

كالي و شامبان، معهد الطب التناسلي، Oak Brook الولايات  
المتحدة الأمريكية

## لماذا تختار نظام RI Witness™؟

نعرف أن علماء الأجنة هم أحد أكثر المهنيين الذين قد  
تقابلهم تفانيًا وإتقانًا. إنهم يفتخرون بما يقدمونه من رعاية  
واهتمام لكل مريض في عيادتهم.

منذ أن قامت إحدى العيادات بأول استخدام لنظام  
RI Witness في العام 2007، استمر عملنا عن كئيب مع  
الرواد في هذا المجال لتحسين نظام الدعم والحماية هذا  
الذي يساعد ويوجه علماء الأجنة خلال جميع مراحل دورة  
IVF (أطفال الأنابيب)

إنه يضمن أن كل خطوة من دورة التخصيب داخل المختبر،  
مدارة على نحو صحيح وآمن للحفاظ على سلامة عينات.

## كيف يعمل ذلك؟

ندرك أنك تريد معرفة أنه يتم الاهتمام بكل التفاصيل بينما تبدأ رحلة تغيير مسار حياتك<sup>2</sup>




يتم تثبيت كافة علامات المعرف هذه التي تحتوي على الرمز الشخصي المميز على جميع الأواني البلاستيكية التي تحتوي على عينات المريض



يحصل كل مريض على بطاقة معرف / رمز شخصي مميز.



يتأكد نظام RI Witness من هوية العينات من خلال هذا الرمز المعرف ويسمح لعلماء الأجنة بمتابعة التخصيب.



تكتشف كل منطقة عمل في المختبر إشارات لاسلكية من علامات المعرف هذه.



يتم التعرف عليها وتلقاها وتسجيلها في كل خطوة من عملية تقنية الإنجاب المعزز

تم تصميم RI Witness للمساعدة في الحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء دورات العلاج بتقنية الإنجاب المعزز. يدعم نظام الإشراف الإلكتروني هذا علماء الأجنة ويوجههم أثناء عملهم اليومي عبر تعقب حركة العينات من طبق أو أنبوب اختبار إلى آخر داخل المختبر على مدار الساعة وطوال الأسبوع.

يعمل هذا النظام تلقائيًا لذا فإنه لا يتطلب خطوات إضافية من قبل علماء الأجنة حتى يتعرف النظام على العينات. ويعني هذا أن علماء الأجنة يمكنهم تركيز اهتمامهم على الاعتناء بالعينات.

## ماذا يعني هذا لك؟

يتيح لك اختيار عيادة مثبت فيها نظام RI Witness أن تكوني واثقة من أن عيناتك يتم تتبعها إلكترونياً طوال دورة التلقيح الاصطناعي الخاصة بك. في الحقيقة، قد استثمرت العيادة في نظام يوفر أعلى درجات الأمان الممكنة ممكن لحماية العينات<sup>3</sup>

وفي حالة حدوث الاحتمال المستبعد بعدم تطابق أي عينات، يطلق النظام إنذارًا لعلماء الأجنة، ويقوم بإيقاف الإجراءات، ويساعد في منع أي أخطاء محتملة.



قبل نقل الجنين، يتم التحقق من تطابق بطاقة معرف المريض تلقائيًا مع علامة المعرف المثبتة على طبق الجنين.



يضمن لك الذهاب إلى عيادة تستخدم نظام RI Witness أنك في طليعة أولوياتها ويؤكد أن اتخاذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات الإضافية هو لب فلسفتها.



يساعد RI Witness™ في حماية عيناتك أثناء عمليات تقنية الإنجاب المعزز - من البداية وحتى النهاية