

# ORIGIO® Handling™

Ein fortschrittliches Medium, das eine stabile pH-Umgebung für die Handhabung und Mikromanipulation von Gameten und Embryonen außerhalb des CO<sub>2</sub>-Inkubators bietet



CooperSurgical®  
Fertility Solutions

# ORIGIO Handling

ORIGIO Handling ist ein modernes, gebrauchsfertiges Handling Medium mit einem dualen Puffer (HEPES/MOPS), das die Anforderungen an einen stabilen pH-Wert außerhalb des Inkubators bei einer Vielzahl von ART-Verfahren erfüllt.

## HEPES und MOPS, mit Bikarbonat gepuffert

Optimierte externe pH-Pufferkapazität

## Essentielle Aminosäuren

Unterstützen die optimale Lebensfähigkeit/  
Entwicklung der Oozyten

## Vitamine

Wirken als Antioxidantien, um den zellulären Stress zu reduzieren.

Kann für eine breite Palette von ART-Verfahren angewendet werden

Vielseitig verwendbar für vereinfachte Laborprotokolle

Die physiologische Zusammensetzung entspricht dem ORIGIO® Sequential Fert™

Basierend auf der ORIGIO Sequential Series

## Produktspezifikationen

- HEPES / MOPS
- HSA: 5 mg/mL
- Erhältlich mit und ohne Phenol Rot
- Haltbarkeitsdauer: 26 Wochen ab Herstellungsdatum
- Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen: 7 Tage
- Gebrauchsfertig

## Komponenten

- Physiologische Salze
- HEPES / MOPS
- Bikarbonat
- Energiesubstrate
- Aminosäuren
- Vitamine
- HSA
- Gentamicin
- Phenol Rot

Artikelnummer	Produktname	Volumen (ml)	Bezeichnung
83100060	ORIGIO Handling	60	Ohne Phenol Rot
83100125	ORIGIO Handling	125	Ohne Phenol Rot
83110060	ORIGIO Handling	60	Mit Phenol Rot
83110125	ORIGIO Handling	125	Mit Phenol Rot

