

Wat zeggen gebruikers over het RI Witness™-systeem?



“ Sinds ik met RI Witness ben gaan werken in mijn laboratorium, slapen embryologen én patiënten beter. ”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Frankrijk

“ Dankzij RI Witness kan ons laboratoriumpersoneel procedures met het volste vertrouwen en zonder voortdurende onderbrekingen uitvoeren, wat zorgt voor gemoedsrust bij de teamleden. ”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute Oak Brook, VS


Waarom het RI Witness™-systeem?

Embryologen staan bekend om hun toewijding en precisie. Ze zijn trots op de zorg en aandacht die ze elke patiënt geven in hun kliniek.

Sinds een kliniek begon met RI Witness in 2007, werken we nauw samen met leiders op dit gebied om het ondersteunings- en veiligstellingsysteem dat embryologen helpt en begeleidt door de hele IVF-cyclus, continu te verbeteren.

Het helpt ervoor te zorgen dat elke stap van de vruchtbaarheidscyclus binnen het laboratorium met de juiste zorg en veiligheid is omgeven, zodat de veiligheid van uw celmateriaal gewaarborgd blijft.

RI Witness is in toenemende mate de standaard voor veiligheid in klinieken op elk continent over de hele wereld.¹



Ga voor meer informatie, waaronder video's en ervaringen van klanten naar:

coopersurgical.com

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha, Chand Mohammed en Keshav Malhotra. Errors in IVF laboratories: risks assessments and mitigations. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516-522.

© CooperSurgical, Inc. De hierin gebruikte handelsmerken zijn eigendom van CooperSurgical, Inc. Alle rechten voorbehouden. Ordernr. WIT_FLY_0006_ROW_NL_V3 · 29 NOVEMBER 2023. Alle informatie correct op het moment van drukken. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of erplichting van de fabrikant worden gewijzigd.

RI Witness™ Beveiligingssysteem voor monsters

We helpen bij het beschermen van uw eicellen, zaadcellen en embryo's gedurende de hele IVF-cyclus





Wij begrijpen als geen ander dat u er zeker van wilt zijn dat alles goed is als u de stap zet die uw leven zal veranderen.²

Wat is het RI Witness™-systeem?

RI Witness is ontwikkeld om fouten die kunnen optreden tijdens behandelingscycli met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken zoveel mogelijk te voorkomen. Dit elektronische volgsysteem ondersteunt en begeleidt embryologen bij hun dagelijkse werk door de bewegingen die celmateriaal maken van de ene schaal of buis naar de andere binnen het laboratorium 24 uur per dag te volgen.

Het systeem is automatisch, dus embryologen hoeven het celmateriaal niet steeds weer te identificeren. De embryoloog kan de aandacht volledig richten op de zorg voor uw celmateriaal.

Wat betekent dit voor u?

Door een kliniek te kiezen waar RI Witness wordt gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat uw monsters elektronisch worden gevolgd gedurende uw IVF-cyclus. De kliniek heeft geïnvesteerd in een systeem dat uw celmateriaal op de best mogelijke manier veiligstelt.³

In een kliniek met RI Witness bent u het middelpunt en is het nemen van (extra) voorzorgsmaatregelen allesbepalend.



Hoe werkt het?



1 Elke patiënt krijgt een ID-kaart/uniëke persoonlijke code toebedeeld.




2 ID-labels met deze unieke persoonlijke code worden bevestigd aan alle plastic onderdelen die in aanraking komen met celmateriaal van de patiënt.

Elke werkplek in het lab detecteert draadloze signalen van deze ID-labels.

Ze worden geïdentificeerd, gevolgd en geregistreerd bij elke stap in het proces met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken.



RI Witness bevestigt de identiteit van de monsters en geeft goedkeuring aan de embryologen om over te gaan tot inseminatie



5 In het onwaarschijnlijke geval dat het celmateriaal niet overeenkomt, waarschuwt het systeem de embryoloog, stopt de procedure en helpt eventuele fouten te voorkomen.



6 Voorafgaand aan de embryo-overdracht wordt de ID-kaart van de patiënt automatisch vergeleken met het label dat aan de schaal met het embryo bevestigd is.

Het RI Witness™-systeem helpt uw celmateriaal veilig te stellen gedurende het proces met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken - van begin tot eind