

Quali sono le opinioni dei clienti di sistema RI Witness™?



“ Da quando ho iniziato a usare RI Witness nel mio laboratorio, gli embriologi e i pazienti dormono più sereni. ”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Francia

“ RI Witness ha consentito al nostro personale di laboratorio di eseguire le procedure in sicurezza e senza interruzioni continue, in modo da offrire a tutti i membri del team la tranquillità necessaria per lavorare al meglio”. ”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute Oak Brook, USA


Perché scegliere il sistema RI Witness™?

Gli embriologi sono alcuni fra i professionisti più appassionati e meticolosi. Sono fieri della grande attenzione rivolta a ciascun paziente nella clinica.

Sin dal primo utilizzo di RI Witness da parte di una clinica, che risale al 2007, abbiamo lavorato a stretto contatto con i leader nel settore per migliorare costantemente il supporto e proteggere i sistemi che assistono gli embriologi lungo l'intero ciclo dell'IVF.

Il prodotto garantisce la gestione corretta e sicura di ogni fase del ciclo di fertilità in laboratorio, contribuendo alla sicurezza dei campioni.

RI Witness sta diventando uno standard di sicurezza nelle cliniche di tutto il mondo.¹



Per ulteriori informazioni, video e testimonianze dei clienti, visitare il sito:

coopersurgical.com

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha , Chand Mohammed and Keshav Malhotra. Errors in IVF laboratories: risks assessments and mitigations. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516-522.

© CooperSurgical, Inc. I marchi utilizzati sono di proprietà di CooperSurgical, Inc. Tutti i diritti riservati - Numero d'ordine WIT_FLY_0006_ROW_IT_V3 - 29 NOVEMBRE 2023
Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso o obbligo da parte del produttore.

Sistema di sicurezza dei campioni RI Witness™

Proteggi i tuoi ovuli, spermatozoi ed embrioni lungo l'intero ciclo di IVF





Abbiamo fatto il possibile per supportarti in questo importante percorso.²

Cos'è il sistema RI Witness™ ?

RI Witness previene gli errori che potrebbero verificarsi durante i cicli di trattamento ART. Questo sistema di vigilanza elettronico supporta gli embriologi nel proprio lavoro quotidiano, tracciando il movimento dei campioni fra piastre o cannule in laboratorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il sistema è automatico e non richiede passaggi aggiuntivi per l'identificazione dei campioni da parte degli embriologi. Pertanto, l'embriologo può dedicare la massima attenzione alla cura dei campioni.

Che cosa significa per te?

Scegliendo una clinica in cui è installato RI Witness otterrai la certezza che i tuoi campioni verranno tracciati elettronicamente durante tutto il ciclo di fecondazione in vitro IVF. La clinica ha investito in un sistema in grado di offrire la massima sicurezza dei campioni.³


Una clinica dotata di RI Witness colloca il cliente al primo posto e dimostra di aver intrapreso misure di sicurezza avanzate e tutte le precauzioni possibili a livello concettuale.



Come funziona?



1 A Ciascun paziente viene assegnata una carta d'identità o un codice personale univoco.




2 I tag ID contenenti questo codice personale univoco vengono fissati alla struttura in plastica che ospita i campioni del paziente.

Ogni area del laboratorio rileva i segnali wireless inviati da questi tag ID.

Essi vengono identificati, tracciati e registrati lungo ciascun passaggio del processo ART.



RI Witness conferma l'identità dei campioni e consente agli embriologi di procedere con l'inseminazione.



5 Nel caso improbabile di un errore dei campioni, il sistema avverte l'embriologo, arresta i processi e previene qualsiasi errore.



6 Prima di trasferire l'embrione la scheda ID del paziente viene controllata in maniera automatica con la piastra dell'embrione taggato.

Il sistema RI Witness™ protegge i tuoi campioni durante i processi ART, dall'inizio alla fine