

Che cosa dice la gente di RI Witness ?



“Da quando ho cominciato a utilizzare RI Witness nel mio laboratorio, embriologi e pazienti entrambi dormono sonni tranquilli”.

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Francia

“RI Witness ha permesso al nostro personale di laboratorio di eseguire le procedure in tutta sicurezza e senza interruzioni continue, in modo da offrire a tutti i membri del team la tranquillità di cui hanno bisogno per lavorare bene”.

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute
Oak Brook, USA

Perché RI Witness ?

Sappiamo che gli embriologi sono alcuni fra i professionisti più appassionati e meticolosi in circolazione. Sono fieri della grande cura e attenzione che rivolgono a ciascun paziente nella propria clinica.

Sin dal primo utilizzo di RI Witness da parte di una clinica nel 2007, abbiamo continuato a lavorare a stretto contatto con leader nel settore allo scopo di migliorare costantemente questo supporto e di salvaguardare i sistemi che aiutano e guidano gli embriologi lungo tutto il ciclo dell'IVF.

Infatti, questo sistema assicura che ogni passaggio del ciclo della fertilità all'interno del laboratorio sia gestito in maniera corretta e sicura, sempre preservando la sicurezza dei tuoi campioni.

RI Witness sta diventando sempre più lo standard imprescindibile dal punto di vista della sicurezza nelle cliniche di tutto il mondo.



Per maggiori informazioni, compresi video, testimonial dei clienti e sedi delle cliniche, visita:

fertility.coopersurgical.com

CooperSurgical Inc.
fertility.coopersurgical.com

CooperSurgical
Fertility and Genomic Solutions

©CooperSurgical • Ordine n. WIT_FLY_002_V2_ROW_IT • 14 Gennaio 2020 • Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo da parte del produttore.

RI Witness™

Salvaguardia i tuoi ovuli, i tuoi spermatozoi e i tuoi embrioni lungo tutto il ciclo dell'IVF



CooperSurgical®
Fertility and Genomic Solutions



Siamo consapevoli che tu hai bisogno di sapere che tutto è stato fatto per il meglio mentre intraprendi questo percorso che ti cambierà la vita.

Che cos'è RI Witness?

RI Witness è stato creato per contribuire a ridurre al minimo gli errori che potrebbero verificarsi durante i cicli del trattamento ART. Questo sistema di testimonianza elettronica supporta e guida gli embriologi nel loro lavoro quotidiano monitorando il movimento dei campioni da una piastra o da una provetta all'altra all'interno del laboratorio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il sistema è automatico e quindi non richiede passaggi aggiuntivi da parte degli embriologi al fine di identificare i campioni. Ciò significa che l'embriologo può dedicare la sua attenzione completa alla cura dei tuoi campioni.

Che cosa significa per te?

Scegliere una clinica in cui è installato RI Witness ti permette di sentirti sempre sicuro del fatto che i tuoi campioni verranno gestiti e tracciati nella maniera più sicura possibile. Infatti, la clinica ha addirittura superato i requisiti legislativi nazionali investendo in un sistema che offre il livello massimo di sicurezza per la salvaguardia dei tuoi campioni.

Una clinica con RI Witness mette te al primo posto e dimostra che ha intrapreso misure di sicurezza ulteriori e che prendere tutte le precauzioni possibili rappresenta un punto fondamentale della propria filosofia.



Come funziona?




1
A ciascun paziente viene assegnata una scheda ID con il proprio codice personale univoco

I tag ID che contengono questo codice personale univoco sono fissati alla struttura in plastica che contiene i campioni del paziente



RI Witness conferma l'identità dei campioni e consente agli embriologi di procedere con l'inseminazione



3
Ogni area del laboratorio rileva i segnali wireless inviati da questi tag ID.


Questi vengono identificati, tracciati e registrati lungo ciascun passaggio del processo ART



Prima di trasferire l'embrione, la scheda ID del paziente viene controllata in maniera automatica rispetto alla piastra dell'embrione taggato



5
Nel caso improbabile che i campioni non siano quelli corretti, il sistema allerta l'embriologo, ferma i processi e contribuisce a impedire qualsiasi potenziale errore



RI Witness contribuisce a salvaguardare i tuoi campioni durante i processi ART, dall'inizio alla fine