

Какво казват хората за системата RI Witness™?



“ Откакто започнах да използвам RI Witness в лабораторията си, ембриолозите спят по-спокойно, пациентите също. ”

Жан-Клод Жаке, Oriade PMA, Гренобъл, Франция

“ RI Witness даде възможност на нашия медицински персонал в лабораторията да извършва процедури с пълна увереност и без непрекъснати прекъсвания, което осигурява спокойствие на целия екип. ”

Карли В. Чапман, Институт по репродуктивна медицина Оук Брук, САЩ

Защо системата RI Witness™?

Знаем, че ембриолозите са едни от най-отдадените и най-взискателните професионалисти, които можете да срещнете. Те се гордеят с грижите, които полагат, и вниманието, което отделят на всеки пациент в клиниката си.

Откакто RI Witness беше използвана за първи път в клиника през 2007 г., ние продължихме да работим в тясно сътрудничество с лидери в областта с цел непрекъснато усъвършенстване на тази помощна и защитна система, която подпомага ембриолозите и ги насочва по време IVF цикъла.

Тя гарантира, че всяка стъпка от цикъла на лечение на безплодието в рамките на лабораторията се управлява правилно и сигурно, осигурявайки безопасността на вашите преби.

RI Witness постепенно се превръща в стандарт за сигурност в клиниките на всеки континент по света.¹



За допълнителна информация, включително видеа и отзиви на клиенти, моля, посетете:

coopersurgical.com

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha , Chand Mohammed and Keshav Malhotra. Errors in IVF laboratories: risks assessments and mitigations. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516–522.

© CooperSurgical, Inc. Търговските марки, които се използват тук, са собственост на CooperSurgical, Inc.
Всички права запазени Поръчка № WIT_FLY_0005_ROW_BG_V3 • 29 НОЕМВРИ, 2023 г.
Цялата информация е вярна към момента на отпечатване. Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение или задължение от страна на производителя.

CooperSurgical, Inc.
coopersurgical.com



RI Witness™ система за сигурност на пробите

Подпомага защитата на вашите яйцеклетки, сперма и ембриони по време на IVF цикъла





Ние разбираме, че искате да сте сигурни, че сме се погрижили за всичко по време на вашето пътуване, което ще промени живота ви.²

Какво представлява системата RI Witness™?

RI Witness е създадена, за да помогне за минимизиране на грешките, които могат да се появят по време на циклите на лечение чрез АРТ. Тази електронна проследяваща система помага на ембриолозите и ги насочва по време на ежедневната им работа, проследявайки движението на пробите от един съд или епруветка до друг съд в рамките на лабораторията 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Тази система е автоматична, така че не изисква допълнителни стъпки от страна на ембриолозите за идентифициране на пробите. Това означава, че ембриологът може да насочи цялото си внимание към грижите за вашите преби.

Какво означава това за вас?

Избирането на клиника, в която е внедрена системата RI Witness, ви дава увереността, че пробите ви се проследяват електронно по време на IVF цикъла. Клиниката е инвестирала в система, осигуряваща възможно най-голяма сигурност за защитата на вашите преби.³


Клиниката, която използва RI Witness, поставя вас на преден план в приоритетите си и доказва, че вземането на допълнителни мерки и всякакви мерки за сигурност е в центъра на тяхната философия.



Как работи системата?



Всеки пациент получава идентификационна карта/уникален личен код.




Идентификационни маркери, съдържащи този личен код, се закрепват към всички пластмасови изделия, в които се държат пробите на пациента.



Всяка работна зона в лабораторията отчита безжични сигнали от тези идентификационни маркери.


Те се идентифицират, проследяват и записват на всяка стъпка от АРТ процедурата.



RI Witness потвърждава идентичността на пробите и дава възможност на ембриолозите да пристъпят към инсеминация.



В случай на несъответствие на пробите, което е малко вероятно да се случи, системата подава сигнал на ембриолога, спира процеса и помага за предотвратяване на евентуалните грешки.



Преди ембриотрансфера идентификационната карта на пациента се свързва автоматично с маркирания съд за ембриони.

Системата RI Witness™ подпомага защитата на пробите ви по време на АРТ процедурите — от начало до край.

