

Vitrifikasyon

Eksiksiz ve harika ürünler
yelpazesi

SAGE™
Vitrifikasyon
tüm
aşamalar için



CooperSurgical®
Fertility Solutions


VitriFit™ Taşıyıcı



Her ihtiyaca uyacak şekilde tasarlandı

Başarılı vitrifikasyon, verimli bir vitrifikasyon taşıyıcısı gerektirir. VitriFit™ Taşıyıcılar, hem şekil hem de işlev açısından verimlilik ve esnekliği desteklemek üzere tasarlandı. Yenilikçi altıgen şekil, depolama sırasında diğer popüler silindirik taşıyıcılara kıyasla daha sıkı paketlenme sağlar.

Yükleme alanı, kolay yükleme ve örneklerin korunması için kavislidir. Tüm parçalar aynı malzemeden imal edilmiştir. Bu da VitriFit'i sağlam kılar, montaj ve saklama sırasında sap ile kapak arasında tutarlı bir uyum sağlar.



Avantajları

- Oositten blastosiste kadar tüm mediumlara ve aşamalarına uyur
- Altıgen şekil, optimum saklama verimliliğini destekler
- Doğru yön için görsel işaretler
- Kolay yükleme ve örnek korunması için kavisli yükleme alanı
- Sekiz renkte sunulan esnek taşıma özelliği

Vitrification Media

Basit, Esnek, Güvenilir

Artık insan gametlerinin ve embriyolarının kriyoprezervasyonu için tercih edilen seçenek vitrifikasyondur.

Vitrifikasyon ile, normalde yavaş dondurmaya göre daha iyi sonuçlar elde edilmektedir ve yeni ve vitrifikasyon uygulanan vakalardan karşılaştırılabilir gebelik ve implantasyon oranlarına ilişkin raporlar daha sık hale gelmektedir. Vitrifikasyon ayrıca, koşullar mükemmelin altındaysa, süreç boyunca herhangi bir zamanda durma olanağı sunar.

ORIGIO™ ve SAGE™ vitrification kitleri, birçok tercihi karşılamak üzere verimlilik ve esneklik sunar.

İhtiyacınız olan vitrification kiti

Belgelenmiş verimlilik

SAGE™ Vitrification Kitleri

%94 oosit canlılık oranı (Selman et al., 2010)

%97 embriyo canlılık oranı (Selman et al., 2009)

%98 blastosist canlılık oranı (Wan et al., 2014)

ORIGIO™ Vitrification Kitleri

%92 oosit canlılık oranı (Cao et al., 2009)

%94 embriyo canlılık oranı (Bern et al., 2011)



- DMSO'lu veya DMSO'suz kullanıma hazır medium
- Kullanıcı dostu basit protokoller
- Tüm taşıyıcılar için uygundur
- Tüm aşamalar için

Medium ürün yelpazemiz

DMSO

SAGE™ Vitrification Kiti

ART-8026

O E B



2x 2 ml Equilibration Solution

2x 2 ml Vitrification Solution

SAGE™ Warming Kiti

ART-8031

O E B



2x 2 ml 1M Sucrose Warming Solution

2x 2 ml 0,5M Sucrose Warming Solution

2x 2 ml MOPS Solution

DMSO'SUZ

ORIGIO™ Vitrification Cooling

12284001

O E B



2x 1 ml Equilibration Medium

2x 1 ml Vitrification Medium

ORIGIO™ Vitrification Warming

12295002

O E B



1x 2 ml Warming Medium (1M Sucrose)

1x 2 ml Dilution 1 Medium (0,5M Sucrose)

1x 2 ml Dilution 2 Medium (0,25M Sucrose)

2x 2 ml Washing Medium

VitriFit™ Vitrification Taşıyıcı



Ayrı olarak sarılır (1 kutuda 20 adet)

Şeffaf (42782001)	Mavi (42792001)	Yeşil (42802001)	Sarı (42812001)
Lime (42822001)	Mor (42842001)	Turuncu (42852001)	Pembe (42862001)

5'li paketler (1 kutuda 10 poşet)

Şeffaf (42785005)	Mavi (42795005)	Yeşil (42805005)	Sarı (42815005)
Lime (42825005)	Mor (42845005)	Turuncu (42855005)	Pembe (42865005)

8 farklı
renkte
sunulur

Sembol açıklamaları: **O** Oositler için uygundur **E** Embriyolar için uygundur **B** Blastosistler için uygundur

coopersurgical.com adresinden kriyoprezervasyon ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz

