

# RI Witness™

يحمي بويضاتك وحيواناتك المنوية وأجنتك في  
جميع مراحل دورة التلقيح الصناعي IVF  
(أطفال الأنابيب)

يصبح RI Witness على نحو متزايد  
المعيار الذهبي للأمان في العيادات  
في جميع القارات حول العالم.



للمزيد من المعلومات بما في ذلك مقاطع  
الفيديو، وشهادات العملاء، ومواقع العيادات،  
يُرجى زيارة:

[fertility.coopersurgical.com](http://fertility.coopersurgical.com)

**CooperSurgical**  
Fertility and Genomic Solutions

.CooperSurgical Inc  
هاتف: 1-800-648-1151  
[fertility.coopersurgical.com](http://fertility.coopersurgical.com)

**CooperSurgical®**  
Fertility and Genomic Solutions

## ماذا يقول الناس عن RI Witness



"منذ أن بدأت استخدام RI Witness في  
مخبري أصبح علماء الأجنة ينامون  
على نحو أفضل وكذلك المرضى."

جون كلاود جاك، Oriade PMA Grenoble، فرنسا

"سمح RI Witness لموظفي مخبرنا  
بالقيام بالإجراءات بثقة تامة وبدون  
مقاطعات متواصلة، وهو ما يمنح  
جميع أعضاء الفريق الطمأنينة  
وراحة البال."

كالي و. شامان، معهد الطب التناسلي، Oak Brook، الولايات  
المتحدة الأمريكية

## لماذا RI Witness

نعرف أن علماء الأجنة هم أحد أكثر  
المهنيين الذين قد تقابلهم تفانيًا وإتقانًا.  
إنهم يفتخرون بما يقدمونه من رعاية  
واهتمام لكل مريض في عيادتهم.

منذ أن قامت أحد العيادات بأول استخدام  
لنظام RI Witness في العام 2007، استمر  
عملنا عن كثب مع الرواد في هذا المجال  
لتحسين نظام الدعم والحماية هذا الذي  
يساعد ويوجه علماء الأجنة خلال جميع  
مراحل دورة التلقيح الصناعي IVF.

إنه يضمن أن كل خطوة من دورة التلقيح  
الصناعي داخل المخبر مدارة على نحو  
صحيح وآمن للحفاظ على سلامة عيناتك.

## كيف يعمل

ندرك أنك تريد معرفة  
أنه يتم الاهتمام بكل  
التفاصيل بينما تبدأ رحلة  
تغيير مسار حياتك.



## ما هو RI Witness

تم تصميم RI Witness للمساعدة في الحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء دورات العلاج بتقنية الإنجاب المعزز. يدعم نظام الإشراف الإلكتروني هذا ويوجه علماء الأجنة في عملهم اليومي عبر مراقبة حركة العينات من طبق أو أنبوب اختبار إلى آخر داخل المخبر على مدار الساعة وطوال الأسبوع.

يعمل هذا النظام تلقائيًا لذا فإنه لا يتطلب خطوات إضافية من قبل علماء الأجنة حتى يتعرف النظام على العينات. ويعني هذا أن علماء الأجنة يمكنهم تركيز اهتمامهم على الاعتناء بالعينات.

## ماذا يعني هذا لك

يسمح لك اختبار عيادة تستخدم نظام RI Witness بالاطمئنان على أن عيناتك يتم إدارتها وتلقيها بأكثر طريقة آمنة ممكنة. في الحقيقة، لبت العيادة المتطلبات التشريعية الوطنية وفاقها عبر الاستثمار في نظام يوفر أعلى أمان ممكن لحماية العينات.


يضمن لك الذهاب إلى عيادة تستخدم نظام RI Witness أنك في طليعة أولوياتها ويؤكد اتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية وأن فلسفة عملها قائمة على مراعاة كل الاحتياطات.



1 يحصل كل مريض على بطاقة تعريف بها رمز شخصي مميز.



2 يتم تثبيت كافة علامات التعريف هذه التي تحتوي على جميع الأواني البلاستيكية التي تحتوي على عينات المريض



4 يتأكد نظام RI Witness من هوية العينات من خلال هذا الرمز التعريفي ويسمح لعلماء الأجنة بمتابعة التخصيب



3 تكتشف كل منطقة عمل في المخبر إشارات لاسلكية من علامات التعريف هذه. يتم التعرف عليها وتتبعها وتسجيلها في كل خطوة من عملية تقنية الإخصاب الصناعي



5 وفي حالة حدوث الاحتمال المستبعد بعدم تطابق أي عينات، يطلق النظام إنذاراً لعلماء الأجنة، ويقوم بإيقاف الإجراءات، ويساعد في منع أي أخطاء محتملة

6 قبل نقل الجنين، يتم التحقق من تطابق بطاقة تعريف المريض تلقائيًا مع علامة التعريف المثبتة على طبق الجنين.

