

## ¿Qué dicen las personas sobre el sistema RI Witness™?



“ Desde que empecé a usar RI Witness en mi laboratorio, los embriólogos duermen mejor, y también los pacientes. ”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Francia

“ RI Witness ha permitido a nuestro personal de laboratorio realizar procedimientos con total confianza y sin interrupciones continuas, lo que da tranquilidad a todos los miembros del equipo. ”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute Oak Brook, EE. UU.


## ¿Por qué el sistema RI Witness™?

Sabemos que los embriólogos son algunos de los profesionales más dedicados y exigentes que nos podamos encontrar. Se enorgullecen del cuidado y la atención que proporcionan a todos los pacientes de su clínica.

Desde que una clínica usó por primera vez RI Witness en 2007, hemos seguido trabajando estrechamente con los líderes en el campo para mejorar constantemente este soporte y salvaguardar el sistema que ayuda y guía a los embriólogos durante todo el ciclo de FIV.

Ayuda a garantizar que cada paso del ciclo de fertilidad, dentro del laboratorio, se gestione de forma adecuada y segura, ayudando a mantener la seguridad de sus muestras.

## RI Witness está convirtiéndose en el estándar de la seguridad en clínicas de los cinco continentes.<sup>1</sup>



Para obtener más información, incluyendo vídeos y testimonios de clientes, visite:

[coopersurgical.com](https://coopersurgical.com)

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha , Chand Mohammed y Keshav Malhotra. Errores en laboratorios IVF: valoración de riesgos y mitigaciones. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Electronic witness system in IVF - patients perspective. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Failure mode and effects analysis of witnessing protocols for ensuring traceability during IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516-522.

© CooperSurgical, Inc. Las marcas comerciales utilizadas en el presente documento son propiedad de CooperSurgical, Inc. Todos los derechos reservados N.º de pedido WIT\_FLY\_0007\_ROW\_ES\_V3 - 29 DE NOVIEMBRE, 2023  
Toda la información correcta en el momento de su impresión. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso y sin obligaciones por parte del fabricante.

## RI Witness™ Sistema de seguridad de muestras

Ayudando a proteger sus óvulos, espermatozoides y embriones durante el ciclo de Fecundación in vitro (IVF)





Comprendemos que quiere saber que se está cuidando de todo cuando se embarca en un viaje que le cambiará la vida.<sup>2</sup>

### ¿Qué es el sistema RI Witness™?

RI Witness ha sido creado para ayudar a prevenir los errores que se pueden producir durante los ciclos de tratamiento de reproducción asistida. Este sistema testimonial electrónico da soporte y guía a los embriólogos en su trabajo diario mediante el seguimiento del movimiento de la muestra de una placa de cultivo o tubo a otro en el laboratorio, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Este sistema es automático, de forma que no requiere que los embriólogos realicen pasos adicionales para identificar las muestras. Esto significa que el embriólogo puede prestar toda su atención en cuidar de sus muestras.

### ¿Qué significa esto para usted?

Elegir una clínica con RI Witness instalado le permite tener la tranquilidad de que se realiza un seguimiento electrónico de sus muestras durante todo su ciclo de fecundación in vitro (IVF). La clínica ha invertido en un sistema que ofrece la más alta seguridad posible para proteger sus muestras.<sup>3</sup>

Una clínica con RI Witness es una clínica en la que usted tiene la máxima prioridad y demuestra que tomar medidas y precauciones adicionales es la parte primordial de su filosofía.



### ¿Cómo funciona?



A cada paciente se le asigna una tarjeta de identificación/código personal único.




Las etiquetas ID que contienen este código personal único se fijan a todos los recipientes que contienen muestras del paciente y el donante.

Cada zona de trabajo en el laboratorio detecta señales inalámbricas de estas etiquetas de ID.

Son identificadas, se les realiza un seguimiento y son registradas en cada paso del proceso de reproducción asistida.



RI Witness confirma la identidad de las muestras y permite a los embriólogos proceder con la inseminación.



En el improbable caso de que se produzca un error de coincidencia con las muestras, el sistema alerta al embriólogo, detiene los procedimientos y ayuda a prevenir cualquier error potencial.



Antes de la transferencia del embrión etiquetado, la tarjeta ID del paciente se comprueba automáticamente contra la placa del embrión etiquetado.

El sistema RI Witness™ ayuda a salvaguardar sus muestras durante los procedimientos de reproducción asistida, desde el principio hasta el final.