

Τι γνώμη έχει ο κόσμος για το σύστημα RI Witness™ ;



“ Από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ στο εργαστήριό μου το RI Witness, οι εμβρυολόγοι κοιμούνται πιο ήρεμοι όπως και οι ασθενείς. ”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, France

“ Το RI Witness επιτρέπει στο προσωπικό του εργαστηρίου να κάνει επεμβάσεις με απόλυτη σιγουριά και χωρίς συνεχόμενες διακοπές, κάτι που ηρεμεί όλη την ομάδα. ”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute
Oak Brook, USA


Γιατί το σύστημα RI Witness™ ;

Γνωρίζουμε ότι οι εμβρυολόγοι ανήκουν στους πιο αφοσιωμένους και απαιτητικούς επαγγελματίες που υπάρχουν. Είναι περήφανοι για τη φροντίδα και την προσοχή που δίνουν σε κάθε έναν ασθενή ξεχωριστά στην κλινική.

Από το 2007 όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από μια κλινική το RI Witness, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους κορυφαίους του τομέα για να βελτιώνουμε συνεχώς αυτό το σύστημα που παρέχει υποστήριξη και προστασία, βοηθάει και καθοδηγεί τους εμβρυολόγους καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της IVF.

Βοηθά να διασφαλιστεί ότι κάθε βήμα του κύκλου γονιμότητας, εντός του εργαστηρίου, διαχειρίζεται σωστά και με ασφάλεια, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ασφάλειας των δειγμάτων σας.

Το RI Witness γίνεται όλο και περισσότερο το πρότυπο για την ασφάλεια σε κλινικές σε κάθε ήπειρο σε όλο τον κόσμο.¹



Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και μαρτυριών πελατών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

coopersurgical.com

1. Chibuzor Williams Ifenatuoha , Chand Mohammed and Keshav Malhotra. Σφάλματα σε εργαστήρια IVF: αξιολόγηση κινδύνων και μετριασμός. *Middle East Fertility Society Journal* (2023) 28:5.
2. Forte, M Ηλεκτρονικό σύστημα μαρτύρων στην IVF - η προοπτική των ασθενών *Περιοδικό Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γενετικής*, 33(9), (2016) 1215-1222.
3. Rienzi L, Bariani F, Dalla Zorza M c, Romano S, Scarica C, Maggiulli R, Nanni Costa A, Ubaldi F. Ανάλυση του τρόπου αποτυχίας και των επιπτώσεων των πρωτοκόλλων μαρτυρίας για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας κατά την IVF. *Reproductive BioMedicine Online* (2015) 31, 516-522.

© CooperSurgical, Inc. Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία της CooperSurgical, Inc. WIT_FLY_0006_ROW_EL_V3 • 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται Αριθ. παραγγελίας Όλες οι πληροφορίες είναι σωστές τη στιγμή της εκτύπωσης. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή.

RI Witness™ Σύστημα ασφαλείας δείγματος

Προστασία των ωαρίων, του σπέρματος και των εμβρύων σας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου IVF





Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να γνωρίζετε ότι όλα είναι ταχτοποιημένα καθώς ξεκινάτε μια διαδικασία που θα σας αλλάξει τη ζωή.²

Τι είναι το σύστημα RI Witness™;

Το RI Witness έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει στην πρόληψη σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των κύκλων των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART). Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας υποστηρίζει και καθοδηγεί τους εμβρυολόγους στην καθημερινή τους εργασία παρακολουθώντας την κίνηση από το ένα τρυβλίο ή σωλήνα στο άλλο εντός του εργαστηρίου καθημερινά και όλο το 24ωρο.

Αυτό το σύστημα είναι αυτόματο και δεν χρειάζεται περισσότερες ενέργειες από τους εμβρυολόγους για να αναγνωρίσει τα δείγματα. Αυτό σημαίνει ότι ο εμβρυολόγος μπορεί να εστιάσει την προσοχή του στην φροντίδα των δειγμάτων σας.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Επιλέγοντας μια κλινική που διαθέτει εγκατεστημένο το RI Witness, σας επιτρέπει να είστε σίγουροι ότι τα δείγματά σας καταγράφονται ηλεκτρονικά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου IVF σας. Η κλινική έχει επενδύσει σε ένα σύστημα που παρέχει την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια για τη διαφύλαξη των δειγμάτων σας.³

Μια κλινική που διαθέτει το RI Witness σας βάζει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της και αποδεικνύει ότι η λήψη επιπλέον μέτρων και προφυλάξεων είναι το κέντρο της φιλοσοφίας της.



Πώς λειτουργεί;



1 Σε κάθε ασθενή χορηγείται μια ταυτότητα/ ένας μοναδικός προσωπικός κωδικός.




2 Οι ετικέτες ταυτότητας που περιέχουν αυτόν τον μοναδικό προσωπικό κωδικό τοποθετούνται σε όλα τα πλαστικά σκεύη που περιέχουν δείγματα ασθενών.

Κάθε χώρος εργασίας στο εργαστήριο ανιχνεύει ασύρματα σήματα από αυτές τις ταυτότητες.



Ταυτοποιούνται, παρακολουθούνται και καταγράφονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART).

Το RI Witness επιβεβαιώνει την ταυτότητα των δειγμάτων και επιτρέπει στους εμβρυολόγους να προχωρήσουν την γονιμοποίηση.



5 Στην απίθανη περίπτωση που τα δείγματα είναι ασύμβατα, το σύστημα προειδοποιεί τον εμβρυολόγο, διακόπτει τη διαδικασία και συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών σφαλμάτων.



6 Πριν την μεταφορά του εμβρύου, η ταυτότητα του ασθενή ελέγχεται αυτόματα έναντι του τρυβλίου του εμβρύου με την ετικέτα.

Το σύστημα RI Witness™ βοηθάει στην προστασία των δειγμάτων σας καθ' όλη τη διαδικασία των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) - από την αρχή έως το τέλος